

CENTRIFUGER

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Centrifug enligt objektförteckning	Akta	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Vst:9

Särskilda riktlinjer

Viss materiel skall sändas till central verkstad för kontroll.

Avgränsningar

Objektförteckning

- Centrifug X 1 MT
- Centrifug 8 rör
- Centrifugsatser
- Centrifug 10 rör
- Centrifug EVF
- Centrifug 18 rör
- Centrifug 6–8 rör
- Centrifug 24-28 rör
- Centrifug 6 rör
- Centrifug 40 rör
- Hematokritcentrifug

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsyn skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera kablar och anslutningar.
- Gör ren materielen.
- Funktionskontrollera materielen.
- Packa materielen och VPI-behandla densamma.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.