

BÅRSÄCKAR OCH PATIENTTÄCKEN

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

| Publikationen gäller | Hantering och transport | Vårdmarkering | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Materiel enligt objektförteckning | 0 | Åtejp | 0 | Kallfd | 12 | Fdm | Fd |

Avgränsningar

Objektförteckning

- Bårsäck
- Patienttäcke
- Patienttäcke 1
- Patientunderlag

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Vårdpublikationer | F-bet/F-ben (länkade) |
| Fibermateriel | M7782-123001 TEXTILIER GEMENS |

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

Frusen materiel

Fuktighet i materielen kan ha frusit till is. Vid påfrestning, böjning e d bryts fibrerna lätt av och materielen kan få bestående skador.

- Hantera frusen materiel med försiktighet, så att den inte brister.

- Tina upp materieln före annan vårdåtgärd genom att hänga upp eller breda ut den så att den även tinar upp i veck, hållrum o d.

Våt materiel

Materieln torkas.

Smutsig materiel

Materieln borstas in- och utvändigt om den är nedsmutsad med lera och stoft, som i torrt tillstånd lätt kan avlägsnas. Borstning får inte utföras allför kraftigt, så att skador i väv och sömmar kan uppstå. I samband med rengöring skall materieln vädras.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 12:e år

- Kontrollera materieln stickprovvis enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3.
- Kontrollera att materieln är hel, ren och torr.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.