

## KTSU-UTRUSTNING LABORATORIUM /S

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8398-101010	KTSU-UTR LAB /S

### Vårdbestämmelser

Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema - Grundtillsyn skall utföras varje år om inte annat anges.

Innan grundtillsynen utförs ska systemet vara väl rengjort samt daglig och särskild tillsyn utförd.

Grundtillsynen är indelad i två delar:

GT 1 då materielen efter kontroll och reparation fortfarande skall vara i bruk.

GT F då materielen efter kontroll och reparation skall förrådsställas.

I samband med kontrollen skall föregående materielvårdsschema Grundtillsyn granskas. Hänsyn skall även tas till de reparationer m m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT1

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

## Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7771-280137	CD SMSTD DOK KTSU
M7777-055650	SL F M8398-101010
M7782-024432	MVSCHDS KTSU LAB
M7786-047111	IBOK KTSU-UTR LAB
M7782-259431	MVSCHG STA-B HA KAM
M7782-024191	MVSCHG EXPLOAT RTG
M7782-017811	MVSCHG FTIR-INSTR

## Allmänt

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Emballage		Märkning					
2	1		Emballage		Skador					
3	1		Förbrukningsmateriel		Kontroll av Bäst-före- datum, eventuell uppfyllnad av ny materiel					

## TJOCKLEKSMÄTARE /T

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Instrument		Funktion Kontrollmätning sker mot 15 mm testblock enligt IBOK					

## CNA/POLYCYANOSKÅP /T

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Kolfilter		Byte					
2	1		Skåp		Funktion Kontroll att temperatur och luftfuktighet överensstämmer mellan skåpets och extern mätares värden.					

## PULVERBÄNK

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Förfilterinsats		Byte					
2	1		Partikelfilter		Kontroll, eventuellt byte					

## NINHYDR/DFO-SKÅP/T

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Filter		Byte					
2	1		Skåp		Funktion Kontroll att temperatur och luftfuktighet överensstämmer mellan skåpets och extern mätares värden.					

## FILTERDRAGSKÅP

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Kolfilter		Byte					
2	1		HEPA-filter		Byte					
3	1		Skåp		Funktion Kontroll luftflöde enligt användarmanual sida 10 (Annual checking procedure).					

### KTSU LED-LAMPA /S

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Lampor		Funktionskontroll					

### SYSTEMKAMERA /S

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Kamera		Funktionskontroll					

### KEMFÖRVARINGSSKÅP

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Filter		Byte					
2	1		Skåp		Funktionskontroll					

### MÄTUTRUSTNING 4

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Kontrollbok  SL F M8398-101010 MVSCHG KTSU LAB MVSCHDS KTSU LAB MVSCHF KTSU LAB		Kontroll innehåll  M7777-055650 M7782-024431 M7782-024432 M7782-024439					

Pos	Gt		System/komponent	Se CD KTSU	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
			Vårdkort FM Felrapport Bevakningskort, uppföljn. Reparationsjournal		M7102-462320 M7102-446090 M7102-462210 M7782-004950					
2	1		Funktion		Kontroll funktion enligt IntegenX Chapter 25: RapidHIT Planned Maintenance Procedure					
3	1		UPS		Kontroll funktion					

#### EXPLOAT RTG KTSU /S

Pos	Gt		System/komponent	Se	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		Röntgen		GT enligt M7782- 024191 MVSCHG EXPLOAT RTG godkänd					

#### FTIR-INSTR 08 /T

Pos	Gt		System/komponent	Se	Omfattning	Opkod	Felyttring	Sign	Åtgärd	Sign
	1	F								
1	1		FT-IR INSTR		GT enligt M7782- 017811 MVSCHG FTIR-INSTR godkänd					