

BELYSNING KABELMATERIEL 2/S

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8252-139010	BELYS KABELMTRL 2/S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel Kontroll renhet och skador.
- M2753-703010 ARBETSBEL PORT Se M7782-039442 MV SCHDS SJVM ALLM.
- M2740-282010 PANNLAMPA 2 Se M7782-039442 MV SCHDS SJVM ALLM.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats Inventering enligt M7777-716240 SL F M8252-139010.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- M2753-703010 ARBETSBEL PORT Se M7782-039442 MV SCHDS SJVM ALLM.
- M2740-282010 PANNLAMPA 2 Se M7782-039442 MV SCHDS SJVM ALLM.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M2753-703010 ARBETSBEL PORT Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M2740-282010 PANNLAMPA 2 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Anm

Kontrollera att vårdintervallen i detta materielvårdsschema stämmer med aktuell utgåva av angivna materielvårdsscheman.

Vid behov

1. M2753-703010 ARBETSBEL PORT Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
2. M2740-282010 PANNLAMPA 2 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER