

TRAUMAVÄSKA 2 /S

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8286-441210	TRAUMAVÄSKA 2 /S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda
Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Väskor
Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel
Kontroll renhet, skador och utgångsdatum.
Ersätt utgången förbrukningsmateriel.
- M7838-552010
PULSOXIMETER ONYX
Se M7782-023372 MVSCHD PULSOX ONYX.
- M7838-401030
BLODTRYCKSMÄT 3
Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- M7840-332010 BORRM
INTROSS NÅL
Se M7782-018062 MVSCHD BORRM INTR N.
- M7838-537110 KAPNOGRAF
Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.
- M7849-306010
LARYNGOSKOP FIBEROP
Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-535010 DEFIBRILL
MINDRE
Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.
- M7858-516010 SPRUTPUMP 3
Se M7782-029262 MVSCHDS SPRUTPUMP 3.
- M7869-678010 BLOD/
VÄTSKEV 3
Se M7782-029212 MVSCHD BL/
VÄTSKEV 3.

- M7835-326010 VENTILATOR M7782-029232 MVSCHD VENTILAT 12
12
- M7838-554110 ÖVERVAKMON Se M7782-700572 MVSCHDS
MINDRE ÖVERVAKNMON.
- M7862-133010 STRÄCKSKENA Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM
3 ALLM.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- M7838-552010 Se M7782-023372 MVSCHD PULSOX
PULSOXIMETER ONYX ONYX.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD
KAPNOMETER.
- M7838-535010 DEFIBRILL Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR
MINDRE MIN.
- M7858-516010 SPRUTPUMP 3 Se M7782-029262 MVSCHDS
SPRUTPUMP 3.
- M7869-678010 BLOD/
VÄTSKEV 3 Se M7782-029212 MVSCHD BL/
VÄTSKEV 3.
- M7835-326010 VENTILATOR M7782-029232 MVSCHD VENTILAT 12
12
- M7838-554110 ÖVERVAKMON Se M7782-700572 MVSCHDS
MINDRE ÖVERVAKNMON.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats Inventering enligt M7777-716360 SL F
M8286-441210.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- M7838-552010 Se M7782-023372 MVSCHD PULSOX
PULSOXIMETER ONYX ONYX.
- M7838-401030 Se M7782-701412 MVSCHD
BLODTRYCKSMÄT 3 BLODTRYCKSM.
- M7840-332010 BORRM Se M7782-018062 MVSCHD BORRM
INTROSS NÅL INTR N.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD
KAPNOMETER.
- M7849-306010 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM
LARYNGOSKOP FIBEROP ALLM.

- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.
- M7858-516010 SPRUTPUMP 3 Se M7782-029262 MVSCHDS SPRUTPUMP 3.
- M7869-678010 BLOD/VÄTSKEV 3 Se M7782-029212 MVSCHD BL/VÄTSKEV 3.
- M7835-326010 VENTILATOR 12 M7782-029232 MVSCHD VENTILAT 12
- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
- M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M7838-552010 PULSOXIMETER ONYX Se M7782-023372 MVSCHD PULSOX ONYX.
- M7838-401030 BLODTRYCKSMÄT 3 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- M7840-332010 BORRM INTROSS NÅL Se M7782-018062 MVSCHD BORRM INTR N.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.
- M7849-306010 LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.
- M7858-516010 SPRUTPUMP 3 Se M7782-029262 MVSCHDS SPRUTPUMP 3.
- M7869-678010 BLOD/VÄTSKEV 3 Se M7782-029212 MVSCHD BL/VÄTSKEV 3.
- M7835-326010 VENTILATOR 12 M7782-029232 MVSCHD VENTILAT 12
- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.

- M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- Batterier övrig materiel Demontering.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Anm

Kontrollera att vårdintervallen i detta materielvårdsschema stämmer med aktuell utgåva av angivna materielvårdsscheman.

Varje månad

1. M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
2. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad eller vid behov

3. M7858-516010 SPRUTPUMP 3 Se M7782-029262 MVSCHDS SPRUTPUMP 3.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 4:e månad

4. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov

5. M7849-306010 LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
6. M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
7. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER