

HYGIENSATS 1 /S

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8289-058010	HYGIENSATS 1 /S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda
Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel
Kontroll renhet, skador och utgångsdatum.
Ersätt utgången förbrukningsmateriel.
- Läkemedel
Kontroll utgångsdatum.
Ersätt utgången läkemedel, utförs av legitimerad personal.
- Övrig materiel
Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats
Inventering enligt M7777-716340 SL F M8289-058010.
- Förbrukningsmateriel
Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- Läkemedel
Ersätt förbrukat läkemedel, utförs av legitimerad personal.
- Övrig materiel
Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER