

PROVTAGNINGSU TRUSTNING CBRN

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8390-208010	PROVT CBRN /S
M8390-208110	PROVT TP CBRN /S
M8390-206310	PROVT CBRN BAS /S
M8390-206410	PROVT CBRN FÖRST /S
M8390-204010	PROVUTR CBRN KVAL
M8390-206510	PROVT KÄRL /S
M8390-206610	PROVT BIOMED /S
M8390-206710	PROVT C-LUFT /S
M8390-206810	PROVT B-LUFT /S
M8390-206910	PROVT RN-LUFT /S
M8390-207210	PROVT BC-VATTEN /S
M8390-207310	PROVT TILLBEHÖR /S
M8390-207410	PROVT VERKTYG /S
M3681-319010	B-LUFTPUMP
M3690-990069	RN LUFTPROVTAGARE
M3681-310010	LUFTPROVTAGNPUMP
M2332-111010	PUMP PERISTALTISK

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen utförs ska provtagningsutrustningen vara väl rengjord samt daglig och särskild tillsyn utförd.

Grundtillsynen är indelad i två delar:

- 1 då materielen efter kontroll och reparation fortfarande ska vara i bruk
- F då materielen efter kontroll och reparation ska förrådsställas.

I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema Grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn. Jämför eventuella märkskyltar för underhåll och ändringar.

Materielvårdsschemat ska arkiveras till nästa grundtillsyn.

- GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)
- GT F = Grundtillsyn före förrådsställning. Utförs enligt GT 1. Vissa punkter utgår, se nedan.
- Pos = Positionsnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-016812	MVSCHDS PROV T CBRN
M7786-018651	IBOK PROV T KVAL
M7786-018091	IBOK PROV T BAS FÖRS
M7786-018071	IBOK PROV T CBRN
M7786-018081	IBOK PROV T TP CBRN
M7771-180001	SMSTDOK PROVUTR

Varje år

Provtagning B-luft /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
1	x	B-luftpump	kalibrering

Provtagning RN-luft /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
2	x	RN-luftprovtagningspump	kalibrering

Provtagning C-luft /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
3	x	C-luftprovtagningspump 2000	kalibrering
4	x	C-luftprovtagningspump Air Lite	kalibrering

Provtagning BC-vatten /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
5	x	Pump peristaltisk	kalibrering

Provtagning bas /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
6	x	C-luftprovtagningspump 2000	kalibrering
7	x	Termometer	kalibrering

Provtagning verktyg /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
8	x	IR-termometer	kalibrering
9	x	Skruvdragare	funktion

Vartannat år

Provtagning transport /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
10	x	Pennor	funktion

Provtagning /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
11	x	Pennor	funktion
12	x	Op-handskar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
13	x	Skedar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
14	x	Skalpeller	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
15	x	Spatlar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
16	x	Degeltänger	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
17	x	Saxar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
18	x	Sekatör	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
19	x	Slangar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
20	x	Teflonslang	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
21	x	Pipetter	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
22	x	Luersprutor	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
23	x	Provrör	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/flyttring
	I	F		
24	x		Avstrykningsrondeller	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
25	x		Putspinnar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
26	x		Pincetter	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
27	x		Copanrör	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
28	x		Koksaltlösning	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
29	x		Acetonitril	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
30	x		Provtagningsmallar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov

Provtagning bas /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/flyttring
	I	F		
31	x		Pennor	funktion
32	x		Op-handskar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
33	x		Skedar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
34	x		Skalpeller	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
35	x		Spatlar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
36	x		Degeltänger	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
37	x		Saxar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
38	x		Sekatör	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
39	x		Slangar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
40	x		Teflonslang	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
41	x		Pipetter	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
42	x		Luersprutor	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
43	x		Provrör	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
44	x		Avstrykningsrondeller	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
45	x		Putspinnar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
46	x		Pincetter	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
47	x		Copanrör	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
48	x		Koksaltlösning	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
49			Acetonitril	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
50			Sterilt vatten	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
51	x		Anslutninglock	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/flyttring
	1	F		
52	x		Provtagningsmallar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
53			Provtagningsrör OVS	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
54			Provtagningsrör Tenax	konditionera i labb, byt vid behov
55	x		Batterier för stoppur	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
56		x	Batterier för stoppur	ej vid förrädsställning
57	x		Batterier för termometer	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
58		x	Batterier för termometer	ej vid förrädsställning

Provtagning förstärkning /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/flyttring
	1	F		
59	x		Pennor	funktion
60	x		Op-handskar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
61	x		Skedar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
62	x		Skalpeller	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
63	x		Spatlar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
64	x		Degeltänger	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
65	x		Saxar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
66	x		Sekatör	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
67	x		Slangar	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
68	x		Teflonslang	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
69	x		Pipetter	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov
70	x		Luersprutor	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
71	x		Provrör	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
72	x		Avstrykningsrondeller	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
73	x		Putspinnar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
74	x		Pincetter	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
75	x		Copanrör	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
76	x		Koksaltlösning	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
77	x		Acetonitril	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
78	x		Sterilt vatten	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
79			Anslutninglock	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov

Provtagning kärl /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	I	F		
80	x		Flaskor, burkar, rör	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov

Provtagning C-luft /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	I	F		
81	x		Passiva luftprovtagare	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
82	x		Provtagningsrör OVS	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
83	x		Provtagningsrör Tenax	kontroll av bäst före-datum, rekonditionera vid behov
84	x		Adsorbentrör 747	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
85	x		Adsorbentrör CH106	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
86	x		Adsorbentrör XAD-7	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
87	x		Batterier för luftprovtagningspump	kontroll status, byt vid behov
88		x	Batterier för luftprovtagningspump	ej vid förrädsställning

Provtagning BC-vatten /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	I	F		
89	x		Slangar	kontroll av bäst före-datum, autoklavera och sterilförpacka vid behov
90	x		Vattenprovtagare SPE	kontroll av bäst före-datum
91	x		Vattenprovtagare SPME	kontroll av bäst före-datum, rekonditionera vid behov

Provtagning RN-luft /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	I	F		
92	x		Pincetter, plast	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
93	x		Glasfiberfilter	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
94	x		Kolfilter	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov

Provtagning tillbehör /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	I	F		
95	x		Batterier för räknedosa	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
96		x	Batterier för räknedosa	ej vid förrädsställning
97	x		Aluminiumfolie	kontroll av bäst före-datum, sterilpacka och autoklavera vid behov

Provtagning verktyg /S

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	I	F		
98	x		Batterier för IR-temperaturmätare	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov ej vid förrådsställning
99		x	Batterier för IR-temperaturmätare	
100	x		Batterier för räknedosa	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov ej vid förrådsställning
101		x	Batterier för räknedosa	

Provtagning biomed /S

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	I		
102	x	Sterila artiklar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
103	x	Sterila artiklar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
104	x	Sterila artiklar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov
105	x	Sterila artiklar	kontroll av bäst före-datum, byt vid behov